



Digimedics®
Control de medicamentos con seguridad

Registro No. 03-2012-120410141000-01

Ventajas

- Monitoreo en tiempo real
- Control de entradas y salidas
- Avisos de caducidad
- Reportes detallados de movimientos
- Gráficas dinámicas

Objetivos

- Controlar medicamentos **desde la recepción** en el almacén central hasta la entrega en el punto de consumo y/o al **usuario final**.
- Contar con **información en tiempo real**, mediante el etiquetado, rastreo y almacenamiento de los medicamentos en muebles y refrigeradores inteligentes mediante la tecnología **RFID**.



Envío de medicamentos



Salida de medicamentos

Por receta médica



El médico expide una receta y el sistema notifica al mueble/almacén autorizando la salida de los medicamentos.




El personal de farmacia escanea la receta en el mueble/ refrigerador inteligente y se identifica mediante NFC y/o huella digital para abrir el mueble.




En caso de que se sustraigan más (o menos) medicinas, se emiten alarmas visuales o sonoras y reportes. Cada movimiento es registrado y se actualizan los inventarios de manera automática.

Salidas hacia los centros de mezclas



El personal registra mediante el lector RFID las medicinas que salen con destino al centro de mezclas.



La notificación llega al centro de mezclas donde se espera ya el arribo de los medicamentos.



Toda esta información puede ser consultada en línea y en tiempo real, con lo cual se puede monitorear eficazmente toda la red hospitalaria.

ISSSTE – Hospital 20 de noviembre

- ✓ **Visibilidad en línea** de los movimientos de los medicamentos tanto en la red interna del hospital como en la nube.
- ✓ **Registro de las personas** que acceden a los medicamentos mediante RFID y sistemas biométricos
- ✓ **Toma de inventario mas rápida** para las claves controladas con RFID en la cámara de refrigeración.

