



Soluciones para hospitales, clínicas, farmacia hospitalaria,
distribuidores y atención en casa



Nuestro método

Entender primero,
recomendar después.

Soluciones para hospitales, clínicas,
farmacia hospitalaria, distribuidores y
atención en casa.

En Digilogics ayudamos a elegir, integrar y
mantener soluciones médicas con una visión
práctica: que el equipo funcione para el
paciente, para el usuario clínico y para la
operación diaria.



NECESIDAD



ESPACIO



USUARIO



PRESUPUESTO



MANTENIMIENTO



RESPALDO



Ayudamos

a convertir **necesidades clínicas** en **decisiones claras** de equipamiento

Sin improvisación con criterio y optimizando el flujo operativo.

Nuestro trabajo es acompañar la compra desde la necesidad concreta: qué se requiere, quién lo usará, dónde se instalará, cómo se mantendrá y qué soporte necesitará después.



FARMACIA



CIRUGÍA



HOSPITALIZACIÓN



CONSUMIBLES



HOME CARE



REFACCIONES

|||||
digilogics
|||||

UNIDOSIS

Control en Farmacia intrahospitalaria

Una farmacia hospitalaria eficiente necesita trazabilidad, orden y reducción de errores operativos

La unidosis no es solo empaque. Es una forma de ordenar el medicamento desde la preparación hasta la dispensación, facilitando control, trazabilidad y administración más segura.



TRAZABILIDAD

Seguimiento claro del medicamento desde farmacia hasta el paciente.

EFICIENCIA

Procesos más ágiles para reducir tiempos, reprocesos y carga operativa.

CONTROL

Mejor visibilidad sobre inventario, preparación, dispensación y consumo.

REGULATORIO

En cumplimiento con la normativa FARMACOEPA y COFEPRIS.

UNIDOSIS

De preparación manual a **proceso trazable**

El valor está en aumentar seguridad, ordenar información y mejorar la toma de decisiones

Cuando la preparación y el control dependen de procesos aislados, aparecen reprocesos, dudas, desperdicio y baja visibilidad. Un sistema de unidosis permite estructurar mejor el flujo farmacéutico y administrativo.

ANTES

Dispersión

Procesos fragmentados y dependientes de múltiples pasos manuales.

Reproceso

Más correcciones, duplicidades y tiempo invertido en tareas repetitivas.

Baja visibilidad

Menor claridad sobre inventario, preparación, dispensación y consumo.

DESPUÉS

Control

Mayor capacidad para supervisar y sostener el proceso operativo.

Trazabilidad

Seguimiento más claro del medicamento dentro del flujo hospitalario.

Orden

Procesos más estructurados, consistentes y fáciles de operar.



SOLUCIONES para farmacia intrahospitalaria



Athos DOSYS, uniPACK y módulos complementarios según flujo, volumen y necesidad del hospital.

Nuestra recomendación no inicia con el equipo, sino por el proceso: volumen de operación, tipo de medicamento, nivel de trazabilidad requerido, espacio disponible y capacidad de adopción del usuario.

Athos Dosys



Ordena la dispensación de medicamentos en piso, mejora el control de accesos, la reposición y la trazabilidad del medicamento.

- Ayuda a que el medicamento correcto esté disponible en el momento correcto, disminuyendo errores evitables.
- Control operativo, reduce desorden, visibilidad del inventario y optimiza uso de recursos.
- Facilita la dispensación, reposición, seguimiento de stock y control de medicamentos con seguridad.

uniPACK



Automatiza el reenvasado en dosis unitaria para dar mayor orden, identificación y trazabilidad al medicamento dentro de farmacia hospitalaria.


- Estandariza procesos clave, control documental y claridad sobre el flujo del medicamento.
- Facilita el reenvasado, el control de lote y caducidad, y fortalece la preparación segura del medicamento.
- Favorece una dispensación más clara y segura, con mejor identificación de la medicación que recibirá.

Athos Storage (Vertical)



Optimiza el almacenamiento de medicamentos, mejora el inventario, la rotación, la preparación de pedidos y el aprovechamiento del espacio.

- Orden, control de lote y caducidades, uso del espacio y visibilidad para decidir.
- Agiliza búsqueda, reposición y preparación de pedidos, con control sobre inventario y disponibilidad real.
- Ayuda a que el medicamento esté ubicado, reduciendo retrasos por desorden interno y compras innecesarias.



CIRUGÍA

precisión, ergonomía y flujo operatorio

El equipo correcto debe facilitar el procedimiento, no complicarlo.

En cirugía, la decisión de equipamiento impacta en la postura, acceso del equipo, visibilidad, compatibilidad con accesorios y eficiencia del procedimiento. No basta con que el producto “funcione”; debe integrarse al flujo operativo en quirófano.

SOLUCIONES quirúrgicas seleccionadas por aplicación



Sillas EDGE, mesas quirúrgicas, accesorios de posicionamiento y calentamiento del paciente.

Cada solución debe presentarse por el tipo de procedimiento y el problema que resuelve: ergonomía del cirujano, posicionamiento del paciente, iluminación, estabilidad, acceso o conservación térmica.



Silla mesa Edge M

Para procedimientos médicos ambulatorios

Permite el acceso a diversos procedimientos quirúrgicos ya que es configurable con accesorios para especialidades como Ginecología, Urología, Cirugía Plástica, Cirugía General, entre otros, su carga segura de 325 kg, permite un alto rango de pacientes.



Mesa de cirugía Klyo KL300

Procedimientos quirúrgicos generales

La mesa Klyo KL300 es un equipo que combina tecnología e ingeniería al ser una mesa electromecánica nos permite adicional a la operabilidad quirúrgica la facilidad en los mantenimientos preventivos y correctivos, logrando maximizar su tiempo de vida.



Sistema para sabanas de calor

indicado para la prevención de HIPOTERMIA en Urgencias, Quirofano, Observación, UCI y Hospitalización

Ayudan a conservar la temperatura del paciente durante procedimientos o estancias clínicas donde la pérdida de calor podría condicionar el estado clínico del paciente.



Silla mesa Edge O

Fabricada especialmente para procedimientos oftalmológicos

Favorece una postura estable, ergonómica para el cirujano y para el paciente durante los procedimientos con equipo como FACOS, MICROSCOPIO y otros.



Mesa de cirugía Baxter PST 500

Para Quirúrgicos de Alta Especialidad

La capacidad de agulación y posicionamiento del paciente, coadyuva a los cirujanos a realizar posiciones como trend o reverse trend de 36° en adicional un desplazamiento longitudinal de 40 cm que maximiza la diversidad de procedimientos quirúrgicos a realizar de la forma segura.



Banco para cirujano

Ergonomía, comodidad y confort

Asiento de foam líquido viscoelástico con altura variable, diseñado para ayudar al cirujano a mantener una postura correcta y cómoda durante varias horas de procedimiento. Esto contribuye a reducir la tensión física y la fatiga, especialmente en la zona lumbar.

Hospitalización

seguridad del paciente y
continuidad operativa

La cama, la superficie y los accesorios deben elegirse según riesgo, movilidad y uso real.

Hospitalización requiere decisiones que impactan seguridad, movilización, prevención de lesiones, facilidad de limpieza, mantenimiento y vida útil. Un equipo mal seleccionado se vuelve problema para enfermería, biomédicos y administración.

PACIENTE

Comodidad, seguridad, movilidad y soporte adecuado durante su estancia.

USUARIO CLÍNICO

Facilidad para movilizar, atender, limpiar y cuidar al paciente con menor esfuerzo.

OPERACIÓN

Mayor continuidad del servicio, mejor aprovechamiento del equipo y menos fricción en el trabajo diario.



SOLUCIONES para Hospitalización, UCI, Maternidad y cuidado neonatal.

Equipamiento pensado para facilitar el cuidado diario del paciente, mejorar la movilidad clínica y mantener continuidad en la operación hospitalaria.

En hospitalización, el valor no está solo en tener camas, camillas o cunas disponibles; está en elegir equipos que ayuden al personal clínico a movilizar, atender, limpiar y supervisar al paciente con seguridad y reducir fricción en la operación. Digilogics acompaña la selección de soluciones considerando paciente, usuario clínico, espacio, mantenimiento y vida útil del equipo.

HOSPITALIZACIÓN



HillRom Baxter
Centuris Pro - HR900



Paramount
Serie A5



Liko
Sabina II



Paramount
KF-1900



Paramount
Pe-6000



Paramount
ME-025674



HillRom Baxter
NP50 - NP100 - NP150

UCI



HillRom Baxter
Accella



HillRom Baxter
Progressa Pulmonary




Paramount
KK-728



Paramount
PK-8000



HillRom Baxter
P8000



Paramount
cococila



HillRom Baxter
Accumax

MATERNIDAD
NEONATAL



HillRom Baxter
Affinity



Paramount
Celenus



Paramount
PB-1110



Paramount
Incubadora 1186



Fanem
CB-50



Fanem
Ampla 2085

Consumibles

compras recurrentes que también exigen

Un consumible médico no debe evaluarse solo por precio; debe evaluarse por desempeño, disponibilidad y consistencia.

En consumibles, el costo unitario importa, pero la continuidad de suministro, la calidad percibida por el usuario, la integridad del empaque, la rotación y la disponibilidad pueden impactar directamente la operación.



HOME CARE

La instalación, el acceso, la explicación y el acompañamiento cambian por completo la experiencia del paciente y la familia.

En casa, el usuario no siempre tiene experiencia clínica. Por eso, la solución debe ser clara, segura, fácil de explicar y adecuada al espacio donde vivirá el paciente.



Soluciones

para cuidado en casa

Camas, superficies, accesorios, terapia respiratoria, movilidad y rehabilitación según el paciente.

Movilidad

Confort, soporte y mejor posicionamiento.



Descanso

Traslados y cambios de posición con menor esfuerzo.



Prevención

Menos riesgo de caídas, lesiones y errores de manejo.



Terapia pulmonar

Recuperación, respiración o rehabilitación.



Acompañamiento

Asesoría para elegir, instalar y usar el equipo correcto.



REFACCIONES & SOPORTE

El soporte correcto puede proteger la inversión y evitar paros operativos innecesarios.

En equipo médico, la compra no termina en la entrega. Refacciones, mantenimiento, capacitación y respuesta técnica son parte del costo real de propiedad.

Soluciones

Para camas, camillas, lámparas y equipos seleccionados.

El valor está en identificar la pieza correcta, entender el síntoma y reducir errores de compra.





Digilogics S.A. de C.V.
Prado norte 325 C
Col. Lomas de Chapultepec C.P.
11000, Miguel Hidalgo
Ciudad de México
Tel. +52 55 6395 8036/37/38

www.digilogics.com.mx

info@digilogics.com.mx